

日本Yamazen制备色谱“Smart Flash” EPCLC Wprep-2XY

[详细信息...](#)

货号:	25144226	品牌:	电询
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>产品描述:</p> <p>双通道，相当于两套580S整合到一起的，电脑控制的自动化制备色谱，流量范围0~80ml/min，可满足mg~20g的制备量需求，适合小规模纯化或初试需要。两个通道可以单独运行，双倍分离效率，节约实验室空间和成本。</p> <ul style="list-style-type: none">• 二元梯度系统：溶剂4选2，洗脱过程中可进行任意切换• 流速准确度：1ml/min，在1%-5%的低比例条件下也能保证精确度• 最大压力：1.0Mpa（145psi）• 采用无阀计量陶瓷柱塞杆设计，可耐酸碱及层析常用各种有机溶剂• 检测波长范围：固定波长（254nm）、紫外（190-380nm）、紫外可见（190~600nm）三种规格可选• 吸光度范围：0.08~5.12或0.D值：4.0以上，专业的为制备色谱配备的检测器，即使高浓度的样品，也可确保不产生平头峰• 在正相色谱体系中，与TLC实验结果具有良好的相关性，可输入TLC结果Rf值，系统自动建立最优分离方法和梯度条件，在最短时间内分离样品，最大程度的节约洗脱时间，提高分离效率• 软件自带说明，并有HELP功能，方便客户问题的解决• 塑料柱• HighFlash系列，各种填料的预装柱，适合小量制备，使用方便，可反复进行填充，降低成本• University系列，各种填料的预装柱，适合小量制备，使用方便• 玻璃柱• Cartridge系列，预装柱，具有超高的柱效，可重复使用多次，特别适合小量样品制备• UltraPack系列，各种填料的预装柱，具有超高的柱效，可重复使用多次• KiloPack系列，适合大规模制备量（与700相匹配）• MM空玻璃柱系列，用户可根据自己的具体需求选择相应的规格，以及填料进行填充，大大降低运行成本 <p>“SmartFlash”EPCLCWprep-2XY技术参数及配置说明：</p> <p>● 溶剂输送泵（含梯度混合器） 型号：NO. 580D 流速范围：0~80ml/min</p>		

最大压力：1.0MPa(145psi)

溶剂管路：4选2

●可选检测器

固定波长检测器

紫外可变波长检测器

紫外可见可变波长检测器

示差折光检测器

第三方检测器，如ELSD

●所需空间

540mmW*500mmD*795mmH

●馏分收集器（含系统控制器）

型号：FR260

收集管架：2个

驱动模式：X-Y

收集模式：时间模式、峰模式、峰&斜率模式、手动模式（软件控制）

●电脑配置要求

操作系统：Windows2000或XP

内存：512M或更高

输入/输出端口：RS232接口（九针）

目前主流的配置基本满足需要

●两种类型可选：

A-Type&B-Type

●标准配件

收集管架及收集管（须相同规格2套一起使用）

收集管规格（直径×长度×数量）

A

15mm×150mm×75pieces

B

18mm×180mm×75pieces

C

24mm×180mm×30pieces

D

30mm×180mm×27pieces

D

30mm×200mm×27pieces

E

60mm×180mm×20pieces

(另有其他试管规格可供选择)

连接管路以及接头

●可选色谱柱耗材

Hi-FlashColumn

UniversalColumn

CartridgeColumn

UltraPackColumn

MMcolumn

●可选配件

溶剂监测系统

废液监测系统

柱排空系统

TLC薄层板扫描仪



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)